

# Real Mobility Support Pellets

Tilskudsfoder til sunde led og bevægelighed · 3 mm pille



Med lucerne



Uden korn  
og melasse

**A-H Mobility Support Pellets** er et tilskudsprodukt, der fremmer bevægelighed og sunde led hos heste samt forebygger ledproblemer. Det understøtter brusk, ledkapsler, ledvæske og ledbånd, hvilket kan afhjælpe problemer forårsaget af alder, belastning eller følsomme led. Ledproblemer er ofte forbundet med smerter og inflammation, men de rette næringsstoffer kan have en positiv effekt på hestens bevægeapparat.

## Vigtige ingredienser:

- **Glucosamin:** Naturligt forekommende, vedligeholder brusk og ledbånd.
- **Kollagen:** Støtter opbygning af led, brusk og ledbånd.
- **Chondroitin:** Forstærker glucosamins virkning.
- **Hyaluronsyre:** Essentielt for brusk, ledvæske, hud og øjne.
- **MSM:** Svovlkilde, vigtig for bindevævs elasticitet og næringsstofoptagelse.
- **Silicium:** Regulerer calcium- og fosforoptagelse, støtter knoglerne.

## A-H Mobility Support Pellets er velegnet til:

- Heste med behov for støtte til led og sener.
- Heste, der starter træning.
- Sportsheste under anstrengelse.
- Ældre heste, der har brug for vedligeholdelse af mobiliteten.



## Støtte til led og brusk

Glucosamin fremmer dannelse og vedligeholdelse af brusk og ledbånd, hvilket er essentielt for at opbygge sunde og funktionelle led. Chondroitin understøtter glukosamins virkning ved at beskytte og bevare brusks struktur, hvilket forbedrer ledfunktion og smidighed. Samtidig styrker kollagen bindevæv og brusk ved at bidrage til opbygning og vedligeholdelse af stærke og elastiske ledstrukturer, hvilket sikrer langvarig bevægelighed og stabilitet i leddene.

## Smøremiddel og bevægelighed

Hyaluronsyre, som naturligt forekommer i ledvæsken, fungerer som smøremiddel ved at reducere friktion, hvilket forbedrer ledbevægelighed og fleksibilitet. Samtidig bidrager MSM (Methylsulfonylmethan) til produktionen af kollagen og elastin i bindevæv, mens det også virker antiinflammatorisk for at reducere smerter og hævelse i leddene, hvilket yderligere understøtter ledernes funktion og komfort.

## Styrkelse af bindevæv og knogler

Silicium har en positiv effekt på både led og knogler, når det gives til hesten. Da knoglesammensætningen konstant ændrer sig, med nedbrydning af gamle celler og dannelse af nye, spiller silicium en vigtig rolle i udviklingen af nye knogler. Det fungerer som byggemateriale for brusk, sener og muskelvedhæftninger, hvilket hjælper med at holde hestens knogler stærke og leddene fleksible.

## Analytiske bestanddele pr. kg:

|           |   |       |
|-----------|---|-------|
| Råprotein | % | 27,30 |
| Råfedt    | % | 4,80  |
| Råfibre   | % | 16,10 |
| Råaske    | % | 8,80  |
| Calcium   | % | 1,00  |
| Fosfor    | % | 0,30  |
| Natrium   | % | 0,25  |

|          |   |      |
|----------|---|------|
| Stivelse | % | 3,40 |
| Sukker   | % | 6,20 |

## Ernæringsfysiologiske tilsætningsstoffer pr. kg:

|                            |    |            |
|----------------------------|----|------------|
| C-vitamin                  | mg | 4.000,00   |
| Chondroitinsulfat          | mg | 20.000,00  |
| Glucosamin HCL             | mg | 100,00     |
| Kollagen                   | mg | 120.000,00 |
| Methylsulfonylmethan (MSM) | mg | 14.000,00  |
| Hyaluronsyre               | mg | 1.300,00   |

## Sammensætning:

Lucerne · Kartoffelprotein · Hørfrøolie · Calciumbarbonat

## Fodringsanbefaling:

Forebyggende:

Store ponyer/heste: 50 g dagligt.

Mindre ponyer/heste: 25 g dagligt.

Som kur eller til ældre heste:

Store ponyer/heste: 100 g dagligt.

Mindre ponyer/heste: 50 g dagligt.

A-H Mobility Support Pellets kan gives forebyggende til sportsheste under fysisk anstrengelse. Er hesten blevet skadet eller har ledproblemer kan en kur på 3 måneder gives. Ældre heste og heste med f.eks. slidgigt kan have gavn af A-H Mobility Support. Bemærkes at hesten har ledproblemer, anbefales at kontakte en dyrlæge med det samme. Dyrlægen kan stille en nøjagtig diagnose.

## Holdbarhed:

Spand: 12 mdr. fra produktionsdato.

Holdbarhedstiden forudsætter hygiejnisk korrekt, mørk, kølig og tør opbevaring.

Pakkeenhed: 3 kg spand